

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

## Gefahrstoffbezeichnung

**mikrofid® universal wipes**

## Gefahren für Mensch und Umwelt



### ACHTUNG

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.



## Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
**BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Bei anhaltender Augenreizung:  
Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.  
Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
Von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zündquellen fernhalten., Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden., Persönliche Schutzausrüstung tragen.



**Handschutz:** Dauerkontakt: Schutzhandschuh aus Nitrilkautschuk z.B. Camatril (> 120 min, Schichtdicke: 0,40 mm) oder aus Butylkautschuk z.B. Butoject (>480 min, Schichtdicke: 0,70 mm) der Fa. KCL oder Handschuhe anderer Hersteller mit gleichen Schutzwirkungen.

**Augenschutz:** Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: Schutzbrille

**Körperschutz:** Arbeitskleidung oder Laborkittel.

**Atemschutz:** Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig.



## Verhalten im Gefahrfall

Notruf: \_\_\_\_\_

**Bei UNFALL, BRANDFALL oder STOFFFREISETZUNG den NOTFALL-und ALARMPAN beachten**

**Brandbekämpfung:** Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**Geeignete Löschmittel:** Löschpulver Alkoholbeständiger Schaum Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) Wassersprühstrahl

**Ungeeignete Löschmittel:** Schaum Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

**Reinigung/Aufnahme:** Mechanisch aufnehmen.

**Umweltschutz:** Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich., **WGK 1**

## Erste Hilfe

Notruf: \_\_\_\_\_

### Allgemeine Hinweise:

**Einatmung:** Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

**Augenkontakt:** Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.

**Hautkontakt:** Vorsorglich mit Wasser und Seife waschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

**Verschlucken:** Bei Verschlucken sofort Arzt aufsuchen.

**Ersthelfer:**

## Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Entsorgung von Produktresten in Abstimmung mit dem Abfallbeauftragten.

Abfallschlüssel-Nr.:

**Abfallbeauftragter:**